



MIXWEL®

Zwiększ swoją

Wydajność

Jakość

Identyfikowalność

WŁAŚCIWOŚCI



Cichy < 48 db




28 do 70 kg nacisku
na łożatkę

MIXWEL®

OPATENTOWANE mieszanie wahadłowe
zapewnia do 70 kg nacisku na łożatkę.

Optymalna homogenizacja!



EKSTREMALNA KOMPAKTOWOŚĆ

Najbardziej kompaktowy mikser na
rynku (30 dm³)

Optymalizacja przestrzeni roboczej

Łatwo przenośny



**Najlżejszy na
rynku!**

14 kg



Komfort czyszczenia

Szybkie wyjmowanie drzwi

Zdejmowane łożatki

Zbiornik na odpady zintegrowany
z drzwiami



BRAK WIBRACJI

Ekstremalna stabilność
podczas pracy

Nierdzewna komora stalowa (AISI 304 L)



—CONNECTED—
MICROBIOLOGY



**SPECYFIKACJA
TECHNICZNA**

MIXWEL®



**Zobacz łatwe czyszczenie
na YouTube**



How to clean a Mixwel



**Nie przegap żadnych filmów: zapisz się
do kanału A.B.E. na Youtube :**

ALLIANCE BIO EXPERTISE



PARAMETRY

Zmienny zakres mocy roboczej

Pojemność

Głośność

Szybkość pracy

ZALETY

Homogenizacja odpowiednia do maty

Zmienna prędkość

Brak wibracji

Zdejmowane łopatki

Łopatki ze stali nierdzewnej

Regulowane łopatki

Zintegrowany zbiornik na odpady

WYMIARY

Szerokość x Wysokość x Głębokość

Waga

Zasilanie

Moc

Kraj produkcji

MIXWEL

Do 70 kg na łopatkę

50 ml do 400 ml

<48 dbA

380 rpm

MIXWEL+

Do 70 kg na łopatkę

50 ml do 400 ml

<48 dbA

380 rpm

✓

✓

✓

✓

✓

3 pozycje

✓

220 x 410 x 340 mm

14Kg

100-240 V / 50- 60 Hz

120W

100% Francja

220 x 410 x 340 mm

14Kg

100-240 V / 50- 60 Hz

120W

100% Francja

ZAADAPTOWALI TO

« Nie wiedziałem, że możemy homogenizować o wiele
bardziej w łatwiejszy sposób "... "Miksujemy świeży
elastyczny ser... a rezultat jest doskonały, podobny do
konsystencji mleka, bez żadnych ciał stałych »

« Ponieważ odzysk mikroorganizmów jest znacznie lepszy
z urządzeniem MIXWEL, udało nam się skrócić czas
mieszania "... "nigdy nie uszkodziłem worka..."Cichy mikser,
maty, bez wibracji"

Laborant z **INRA STLO RENNES**.

Ali Mandjee, RAEMA/ASA PARIS Region.